

20% Rabatt auf Lagergestelle

Schrankgestelle ohne Schubladen

(Boxenmaß: max. 136 x 136 mm x Boxenhöhe)

Boxenhöhe	Schrankgestelle für	Maße (B x T x H) ca.	Art-Nr.	Aktionspreis €
53 mm	16 Boxen (4x4)	142 x 565 x 224 mm	TM-GA-50-44	79,20
53 mm	20 Boxen (4x5)	142 x 565 x 279 mm	TM-GA-50-45	91,20
53 mm	24 Boxen (4x6)	142 x 565 x 334 mm	TM-GA-50-46	103,20
53 mm	28 Boxen (4x7)	142 x 565 x 389 mm	TM-GA-50-47	115,20
53 mm	25 Boxen (5x5)	142 x 705 x 279 mm	TM-GA-50-55	119,20
78 mm	12 Boxen (4x3)	142 x 565 x 244 mm	TM-GA-75-43	60,80
78 mm	16 Boxen (4x4)	142 x 565 x 324 mm	TM-GA-75-44	87,20
103 mm	8 Boxen (4x2)	142 x 565 x 214 mm	TM-GA-100-42	79,20
103 mm	12 Boxen (4x3)	142 x 565 x 318 mm	TM-GA-100-43	87,20
133 mm	8 Boxen (4x2)	142 x 565 x 279 mm	TM-GA-130-42	79,20
133 mm	12 Boxen (4x3)	142 x 565 x 407 mm	TM-GA-130-43	87,20



Schrankgestelle mit Schubladen

(Boxenmaß: max. 136 x 136 mm x Boxenhöhe)

Boxenhöhe	für	Maße (B x T x H) ca.	Art-Nr.	Aktionspreis €
53 mm	16 Boxen (4x4)	148 x 580 x 231 mm	TM-SA-50-44	107,20
53 mm	20 Boxen (4x5)	148 x 580 x 290 mm	TM-SA-50-45	111,20
53 mm	24 Boxen (4x6)	148 x 580 x 346 mm	TM-SA-50-46	119,20
53 mm	25 Boxen (5x5)	148 x 716 x 290 mm	TM-SA-50-55	127,20




andere Größen auf Anfrage.

Truhengestelle

(Boxenmaß: max. 136 x 136 mm x Boxenhöhe)

Boxenhöhe	für	Maße (B x T x H) ca.	Art.-Nr.	Aktionspreis €
53 mm	für 5 Kryoboxen	141 x 141 x 281 mm	TM-GTA-50-05	51,20
53 mm	für 6 Kryoboxen	141 x 141 x 336 mm	TM-GTA-50-06	47,20
53 mm	für 7 Kryoboxen	141 x 141 x 391 mm	TM-GTA-50-07	51,20
53 mm	für 8 Kryoboxen	141 x 141 x 446 mm	TM-GTA-50-08	55,20
53 mm	für 9 Kryoboxen	141 x 141 x 501 mm	TM-GTA-50-09	59,20
53 mm	für 10 Kryoboxen	141 x 141 x 556 mm	TM-GTA-50-10	51,20
53 mm	für 11 Kryoboxen	141 x 141 x 611 mm	TM-GTA-50-11	47,20
53 mm	für 12 Kryoboxen	141 x 141 x 666 mm	TM-GTA-50-12	55,20
53 mm	für 13 Kryoboxen	141 x 141 x 721 mm	TM-GTA-50-13	63,20
53 mm	für 14 Kryoboxen	141 x 141 x 776 mm	TM-GTA-50-14	71,20
78 mm	für 5 Kryoboxen	141 x 141 x 406 mm	TM-GTA-75-05	47,20
78 mm	für 6 Kryoboxen	141 x 141 x 486 mm	TM-GTA-75-06	49,60
78 mm	für 7 Kryoboxen	141 x 141 x 566 mm	TM-GTA-75-07	52,00
78 mm	für 8 Kryoboxen	141 x 141 x 646 mm	TM-GTA-75-08	54,40
78 mm	für 9 Kryoboxen	141 x 141 x 726 mm	TM-GTA-75-09	56,80
103 mm	für 3 Kryoboxen	141 x 141 x 312 mm	TM-GTA-100-3	54,40
103 mm	für 4 Kryoboxen	141 x 141 x 426 mm	TM-GTA-100-4	57,60
103 mm	für 5 Kryoboxen	141 x 141 x 531 mm	TM-GTA-100-5	60,00
103 mm	für 6 Kryoboxen	141 x 141 x 636 mm	TM-GTA-100-6	62,40
103 mm	für 7 Kryoboxen	141 x 141 x 741 mm	TM-GTA-100-7	64,80
133 mm	für 4 Kryoboxen	141 x 141 x 546 mm	TM-GTA-130-4	64,80
133 mm	für 5 Kryoboxen	141 x 141 x 681 mm	TM-GTA-130-5	71,20



Kryoboxen aus Polypropylen

(133 x 133 x 53 mm mit 9x9 Raster, Verdreherschutz, mit / ohne Kodierung)

Kodierung	Farbe	Art-Nr.	Aktionspreis €
ohne	Neutral	TM-KP-5-81-N	1,96
ohne	Blau	TM-KP-5-81-B	1,96
ohne	Gelb	TM-KP-5-81-Y	1,96
ohne	Grün	TM-KP-5-81-G	1,96
ohne	Röt	TM-KP-5-81-R	1,96
mit	Neutral	TM-KPC-5-81-N	1,96
mit	Blau	TM-KPC-5-81-B	1,96
mit	Gelb	TM-KPC-5-81-Y	1,96
mit	Grün	TM-KPC-5-81-G	1,96
mit	Rot	TM-KPC-5-81-R	1,96