

Kunststoff-Lagerboxen Typ P – 133 x 133 x 53mm

Diese Lagerboxen mit festem 9x9 Raster bieten Platz für 81 Probenröhrchen mit einem \varnothing 12,5 mm und einer Höhe von bis zu 50 mm. Sie sind aus Polypropylen und geeignet für Temperaturen von -90°C (Lagerung in Tiefkälte) bis +121°C (Autoklave). Erhältlich mit oder ohne numerischer Deckelcodierung (1 – 81).

Die neue Lochplatte mit numerischer Codierung von 1-81

Damit ist eine eindeutige Identifizierung des Probenröhrchens auch bei gefüllter Box und ohne Deckel jederzeit möglich! Diese Lochplatte aus Polycarbonat wird einfach in die vorhandene Box eingelegt und erleichtert Ihnen die Arbeit zusätzlich!

LOCHPLATTE FÜR LAGERBOX TYP P

Farbe	Art. - Nr.	Preis in €
weiß/transparent Druck: schwarz	P-L81	0,99



Deckelcodierung
Verdrehsicherung



Zertifiziert durch ein unabhängiges Prüflabor des Germanischen Lloyd

BOX TYP P OHNE DECKELCODIERUNG

Boxenmaß	Farbe	Art. - Nr.	Preis in €
133 x 133 x 53 mm	weiß	KP581-N	2,45
	blau	KP581-B	2,45
	gelb	KP581-Y	2,45
	grün	KP581-G	2,45
	rot	KP581-R	2,45

LAGERBOX TYP P MIT DECKELCODIERUNG 1-81

Boxenmaß	Farbe	Art. - Nr.	Preis in €
133 x 133 x 53 mm	weiß	KPC581-N	2,89
	blau	KPC581-B	2,89
	gelb	KPC581-Y	2,89
	grün	KPC581-G	2,89
	rot	KPC581-R	2,89



MS-L GmbH
Kälte- und Temperiertechnik
Schönbornstr. 7
D-69234 Dielheim bei Heidelberg

Tel: (0)6222 / 93 56-60
Fax: (0)6222 / 93 56-66
eMail: Info@MS-L.de