

2. Truhengestelle

Mit unseren leichten aber sehr stabilen Ordnungssystemen aus hochwertigem Edelstahl können Sie Ihr Kühl- oder Tiefkühlgerät optimal ausstatten und somit eine Vielzahl an Proben übersichtlich lagern.

Truhengestelle

Für die Lagerung von Proben in Tiefkälte- oder Kühltruhen stehen Ihnen unsere Truhengestelle zur Verfügung. Truhengestelle haben an der Oberseite einen Klappgriff und können auf Wunsch auch mit einer Sicherungskante oder einem Sicherungsstab bestellt werden.

Sonderanfertigungen

sind selbstverständlich möglich und kurzfristig sowie preisgünstig realisierbar. Suchen Sie also Ordnungssysteme für Lagerboxen, die nicht in unserem Katalog aufgeführt sind, so schicken Sie uns bitte Ihre Anfrage. Bitte vergessen Sie dabei nicht, uns die Außenmaße der zu lagernden Boxen zu nennen sowie den Typ der Tiefkühltruhe, in der die Boxen gelagert werden sollen. Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden.



Identifizierung

Zur besseren Identifizierung des einzelnen Gestelles in Ihrer Tiefkühltruhe bieten wir Ihnen die Möglichkeit, für einen geringen Aufpreis die Gestelle mit einer numerischen Beschriftung zu versehen. Die Numerierung wird durch Lasertechnik aus einem 50x40mm großen Edelstahlplättchen geschnitten. Dadurch ist die Nummer auch bei einem übergereiften Truhengestell im Vergleich zu einer gravierten oder aufgeklebten Nummer einwandfrei zu erkennen.

Sollten Sie Hilfe beim Finden des für Sie passenden Gestelles benötigen, so nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wir helfen Ihnen gern!



Aufbau der Artikelnummern

(Beispiel TA5011)

- T = Warengruppe (Truhengestelle)
- A = Boxentyp (hier A für Lagerbox A 136 x 136mm)
- 50 = Innenhöhe der Box (hier 50mm)
- 11 = Anzahl der Fächer in der Höhe

2.1. Truhengestelle für Lagerboxen Typ A - 136 x 136mm Typ B + P - 133 x 133mm



Boxen- höhe (mm)	Fächer*	für Boxen Typ A		Preis in €	für Boxen Typ B + P		Preis in €
		Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)		Art.-Nr.	Maße in mm (BxTxH)	
50	4	TA5004	141 x 141 x 226	69,00	TB5004	138 x 138 x 226	69,00
	5	TA5005	141 x 141 x 281	64,00	TB5005	138 x 138 x 281	64,00
	6	TA5006	141 x 141 x 336	59,00	TB5006	138 x 138 x 336	59,00
	7	TA5007	141 x 141 x 391	64,00	TB5007	138 x 138 x 391	64,00
	8	TA5008	141 x 141 x 446	69,00	TB5008	138 x 138 x 446	69,00
	9	TA5009	141 x 141 x 501	74,00	TB5009	138 x 138 x 501	74,00
	10	TA5010	141 x 141 x 556	64,00	TB5010	138 x 138 x 556	64,00
	11	TA5011	141 x 141 x 611	59,00	TB5010	138 x 138 x 611	59,00
	12	TA5012	141 x 141 x 666	69,00	TB5010	138 x 138 x 666	69,00
	13	TA5013	141 x 141 x 721	79,00	TB5010	138 x 138 x 721	79,00
	14	TA5014	141 x 141 x 776	89,00	TB5010	138 x 138 x 776	89,00
	75	4	TA7504	141 x 141 x 326	55,00	TB7504	138 x 138 x 326
5		TA7505	141 x 141 x 406	59,00	TB7505	138 x 138 x 406	59,00
6		TA7506	141 x 141 x 486	62,00	TB7506	138 x 138 x 486	62,00
7		TA7507	141 x 141 x 566	65,00	TB7507	138 x 138 x 566	65,00
8		TA7508	141 x 141 x 646	68,00	TB7508	138 x 138 x 646	68,00
9		TA7509	141 x 141 x 726	71,00	TB7509	138 x 138 x 726	71,00
10		TA7510	141 x 141 x 806	75,00	TB7510	138 x 138 x 806	75,00
100	3	TA10003	141 x 141 x 321	68,00	TB10003	138 x 138 x 321	68,00
	4	TA10004	141 x 141 x 426	72,00	TB10004	138 x 138 x 426	72,00
	5	TA10005	141 x 141 x 531	75,00	TB10005	138 x 138 x 531	75,00
	6	TA10006	141 x 141 x 636	78,00	TB10006	138 x 138 x 636	78,00
	7	TA10007	141 x 141 x 741	81,00	TB10007	138 x 138 x 741	81,00
130	3	TA13003	141 x 141 x 411	77,00	TB13003	138 x 138 x 411	77,00
	4	TA13004	141 x 141 x 546	81,00	TB13004	138 x 138 x 546	81,00
	5	TA13005	141 x 141 x 681	89,00	TB13005	138 x 138 x 681	89,00

* Boxen übereinander

2.2. Truhengestelle für Lagerboxen Typ C

Boxentyp	Fächer	Art. - Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
KC33 / KC55	2	TC3302	127x127x266	59,00
	3	TC3303	127x127x396	69,00
	4	TC3304	127x127x526	79,00
	5	TC3305	127x127x656	89,00
	6	TC3306	127x127x786	99,00

Boxentyp	Fächer	Art. - Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
KC44 / KC66	2	TC4402	153x153x266	63,00
	3	TC4403	153x153x396	73,00
	4	TC4404	153x153x526	83,00
	5	TC4405	153x153x656	93,00
	6	TC4406	153x153x786	103,00

Boxentyp	Fächer	Art. - Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
KC36 / KC510	2	TC3602	127x245x266	65,00
	3	TC3603	127x245x396	75,00
	4	TC3604	127x245x526	85,00
	5	TC3605	127x245x656	95,00
	6	TC3606	127x245x786	105,00

Boxentyp	Fächer	Art. - Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
KC48 / KC612	2	TC4802	153x296x266	70,00
	3	TC4803	153x296x396	80,00
	4	TC4804	153x296x526	90,00
	5	TC4805	153x296x656	100,00
	6	TC4806	153x296x786	110,00



2.3 Truhengestelle für Mikrotiterplatten 86 x 128 x 18mm



Fächer	Art. - Nr.	Maße in mm (BxTxH)	Preis in €
15	TM1815	91 x 133 x 306	83,00
16	TM1816	91 x 133 x 326	86,00
17	TM1817	91 x 133 x 346	89,00
18	TM1818	91 x 133 x 366	92,00
19	TM1819	91 x 133 x 386	95,00
20	TM1820	91 x 133 x 406	98,00
21	TM1821	91 x 133 x 426	101,00
22	TM1822	91 x 133 x 446	104,00
23	TM1823	91 x 133 x 466	107,00
24	TM1824	91 x 133 x 486	110,00
25	TM1825	91 x 133 x 506	113,00
26	TM1826	91 x 133 x 526	116,00
27	TM1827	91 x 133 x 546	119,00
28	TM1828	91 x 133 x 566	122,00
29	TM1829	91 x 133 x 586	125,00
30	TM1830	91 x 133 x 606	128,00
31	TM1831	91 x 133 x 626	131,00
32	TM1832	91 x 133 x 646	134,00
33	TM1833	91 x 133 x 666	137,00
34	TM1834	91 x 133 x 686	140,00
35	TM1835	91 x 133 x 706	143,00
36	TM1836	91 x 133 x 726	146,00
37	TM1837	91 x 133 x 746	149,00

Ein Angebot über Truhengestelle für Mikrotiterplatten mit anderen Höhen, DeepWellplatten, Matrix- oder Micronic-boxen senden wir Ihnen gern auf Anfrage.



2.4. Musterausstattung von Tiefkühltruhen

Lagerung von Box 136 x 136 mm (Karton Typ A)									
Gerät	Boxenhöhe 53 mm			Boxenhöhe 78 mm			Boxenhöhe 103 mm		
	Typ Gestelle	Anzahl Gestelle	Anzahl Boxen	Typ Gestelle	Anzahl Gestelle	Anzahl Boxen	Typ Gestelle	Anzahl Gestelle	Anzahl Boxen
Arctiko ULTF80	TA5008	4	32	TA7505	4	20	TA10004	4	16
Arctiko ULTF420	TA5011+TA5006	24+3	264+18	TA7507+TA7504	24+3	168+12	TA10005+TA10003	24+3	120+9
GFL 6342/6382	TA5006	15	90	TA7504	15	60			
GFL 6345/6385	TA5010	40	400	TA7507	40	280			
Heraeus HFC286	TA5012	12	144	TA7508	12	96	TA10006	12	72
Heraeus HFC486	TA5012	21	252	TA7508	21	168	TA10006	21	126
NBS Prem. C340	TA5013	20	260	TA7509	20	180	TA10007	20	140
NBS VIP C760	TA5014	40	560	TA7509	40	360	TA10007	40	280
RESCO ULT 1090	TA5011	18	198	TA7508	18	144	TA10006	18	108
RESCO ULT 2090	TA5012	36	432	TA7508	36	288	TA10006	36	216
SANYO MDF 293	TA5010	10	100	TA7506	10	60	TA10005	10	50
SANYO MDF 794	TA5013	36	468	TA7509	36	324	TA10007	36	252
SKADI 9010 GL	TA5012	18	216	TA7508	18	144	TA10006	18	108
SKADI 9020 GL	TA5012	36	432	TA7508	36	288	TA10006	36	216



Ausstattungsanschlage

Ausstattungsanschlage fur weitere Gerate finden Sie auf unserer Internetseite www.probenlagerung.de unter dem Punkt „Geratebestuckungen“.

Diese bersicht wird kontinuierlich erweitert