

Temperaturschreiber


Typ:	TSG 30/100-CF
Temperaturbereich:	Bildschirmschreiber +0 °C bis -100 °C
Aufzeichnung:	Speicherkarte CompactFlash CF mit 128 MB
Software für PC:	SetUp- und Auswertesoftware PCA3000 Datentransfer via Speicherkarte.
Außenmaße:	34 x 28 x 17 cm, Breite x Länge x Höhe Im Standgehäuse mit Tragegriff
Signaleingang:	+0 bis -1 Volt

Geeignet zum Anschluß an alle FRYKA-Tiefkühlgeräte mit 10mV/K-Anschluß

Bildschirmschreiber



Auswertesoftware



Ihr Fachhändler:

MS-L GmbH * Laborgeräte * Schönbornstr. 7 * D-69234 Dielheim bei Heidelberg
 Tel: 06222 / 93 56-60 * Fax: 06222 / 93 56-66 * www.MS-L.de * info@MS-L.de