

TR-225 & 250

Stark, leise und zuverlässig

- ▶ Bewährt
- ▶ Leise
- ▶ Kraftvoll
- ▶ Stapelbar
- ▶ Sauber
- ▶ Vielseitig



Das Original mit Magnetantrieb

► Bewährt

Der INFORS-Magnetantrieb hat Schüttler seit nunmehr 40 Jahren mit leiser Effizienz und langer Lebensdauer angetrieben.

► Leise

Der Magnetantrieb benötigt weder einen Elektromotor noch einen Antriebsriemen und läuft deshalb sehr leise und äußerst zuverlässig.

► Kraftvoll

Der TR-Schüttler kann große Tablare und verschiedene Beladungen bis zu 30 kg aufnehmen, bei Betrieb auf der Laborbank oder in einem Temperatur-Konstantraum.

► Stapelbar

Ein optionales Regal erlaubt den Betrieb von bis zu 3 TR-Schüttlern auf der Standfläche einer einzelnen Einheit.

► Sauber

Da weder Antriebsriemen noch Elektromotoren benötigt werden, hat die TR einen extrem niedrigen Partikelaustritt und ist damit besonders für den Betrieb in Reinräumen geeignet.

► Vielseitig

Ein TR-Schüttler kann für eine Vielzahl von Anwendungen in der Mikrobiologie, Chemie und Biochemie eingesetzt werden, wo Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Kapazität besonders wichtig sind.



Beladungskapazität

Es ist möglich, ein Haftfolientablar vom Typ ATN (420 x 470 mm) oder ATF (420 x 800 mm) einzusetzen.

Kolbengröße	Menge ATN	Menge ATF
50	66	106
100	44	73
250	24	41
500	15	24
1000	8	14
2000	6	8
3000	5	6
5000		6

Technische Daten

Schüttelfrequenz	20–400 UPM
Kreisbewegung	ø 25 oder 50 mm
Genauigkeit	± 1% der max. Drehzahl
Gewicht ohne Tablar	ca. 38 kg
Maße W x D x H	55 x 54 x 11 cm
Serielle Verbingung	RS 232
Anschluss	115/230 V ± 10%, 50/60 Hz

Infors AG
Headoffice, Switzerland

Rittergasse 27
CH-4103 Bottmingen
T +41 (0)61 425 77 00
F +41 (0)61 425 77 01
headoffice@infors-ht.com

Infors GmbH

Dachauer Str. 6
D-85254 Einsbach
T +49 (0)8135/83 33
F +49 (0)8135/83 20
infors.de@infors-ht.com

Infors UK Ltd

The Courtyard Business
Centre, Dovers Farm
Lonesome Lane, Reigate
Surrey, UK-RH2 7QT
T +44 (0)1737 22 31 00
F +44 (0)1737 24 72 13
infors.uk@infors-ht.com

Infors Sarl

6, rue Marcel Paul
FR-91742 Massy Cedex
T +33 (0)169 30 95 04
F +33 (0)169 30 95 05
infors.fr@infors-ht.com

Infors Benelux BV

Logistiekweg 20-02
7007 CJ Doetinchem
P.O. Box 613
NL-7000 AP Doetinchem
T + 31(0)314-36 44 50
F + 31(0)314-37 80 76
infors.bnl@infors-ht.com

Mehr Informationen finden Sie unter:
www.infors-ht.com