

Preise und Daten: Taumel Rollenmischer / Rollenmischer





Bild 1730 – 1752



1758

• Neu: Modelle 1730-1752 auch ohne Taumeln , kein Aufpreis	
• Neu: 1758-1761 Geschwindigkeit 50 - 250 U/min. oder mit langsamen 1-10 U/min. Aufpreis 90.--	
• Neu 1730-1757 mit einzeln herausnehmbaren Rollen , für größere Flaschen, Aufpreis ca 95.--	
• Neu 1753 und 1755 mit 10 Rollen	
1730 RM5-40	Taumel-Rollenmischer mit 5 Rollen 33 cm lang 35 U/min. 430x180x95mm (lxbxh), 3.6 kg max. Beladung 2kg 416.--
1732 RM5-35s	Taumel-Rollenmischer mit 5 Rollen 20 cm lang 35 U/min. 330x180x95mm (lxbxh), 3. kg max. Beladung 2kg 376.--
1740 RM5-6	Taumel-Rollenmischer mit 6 U/min. , sonst wie 1730 416.--
1750 RM5-V30	Taumel-Rollenmischer mit 3-30 U/min., sonst wie 1730 475.--
1752RM5 V80	Taumel-Rollenmischer mit 10-80 U/min., sonst wie 1730 533.--
1753 RM10 V30	Taumel-Rollenmischer mit 3-30 U/min mit 10 Rollen einzeln herausnehmbar max Kapazität 3.5 kg insges. 989.--
1755 RM10 V80	Taumel-Rollenmischer mit 10-80U/min mit 10 Rollen einzeln herausnehmbar max Kapazität 3.5 kg insges. 989.--
1758 RM 5V	Taumel-Rollenmischer mit 5 Rollen 30cm, 3cm Ø, Standard 5-60 U/min , 50-250 U/min. bitte bei Bestellung angeben Aufpreis 90.-- 1-10 U/min. bitte bei Bestellung angeben Aufpreis 90.-- 6.5° / auf und ab 500x250x120mm (lxbxh), 4.5 kg, max. Beladung 3-4 kg, je Rollenpaar ca. 2 kg. Externe 12Volt Stromversorgung. Solide, kugelgelagert, Antrieb über Metallzahnkranz und Kette auch für größere Behälter, es wird dann jede zweite Rolle entfernt 1065.--
1760 RM 10V	Taumel-Rollenmischer mit 10 Rollen, sonst wie 1758 500x400x120mm (lxbxh), 6. 5 kg, max. Beladung 4kg 1272.--
Rollenmischer	ohne Taumelbewegung auch Bestellnr. 1730-1752 kein Aufpreis
1759 RM 5V	wie 1758 aber ohne Taumelbewegung, max Beladung 5kg 1094.--
1761 RM10V	wie 1760 aber ohne Taumelbewegung, max Beladung 5kg 1290.--
1762 RMV-G	robuster Rollenantrieb, ohne auf und ab, 5-40 U/min. mit acht oder vier dickeren Rollen, können alle einzeln entfernt werden ab umschaltbar, links oder rechts drehend. Länge der Rollen 47cm. 1373.--
	Sonderanfertigung z.B. Rollen bis 76cm lang und 50mm Durchmesser Distanz zwischen den Rollen 4,7cm Gerät 85x35x11cm 11kg (lxbxh), längere Lieferzeiten., Preise je nach Ausführung
1763 RMV-C	Combi Ratek kombiniert Taumeln und paralleles Drehen , 4 Rollen parallel 5 Rollen Taumeln, jede Kombination möglich, auch 3/6 oder 6/3 Rolle 1340.--

Preise zuzügl. MWST, Technische- und Preisänderungen vorbehalten Tel. 0049-8382-944694, fax—944894 kontakt@labequip.de

Ihr Fachhändler:

MS-L GmbH Laborgeräte * Schönbornstr. 7 * D-69234 Dielheim bei Heidelberg
Tel: 06222 / 93 56-60 * Fax: 06222 / 93 56-66 * www.MS-L.de * info@MS-L.de