



Wippschüttler 1200

Geschwindigkeit:	10 – 100 U/min
Einstellbare Winkel:	3, 6, 9, oder 12°
Plattformgröße:	42 x 35 cm, inkl. Antslipmatte
Maße:	52 x 35 x 11 cm hoch
Max. Kapazität:	1 kg
Gewicht:	3.8 kg

220 Volt, 50 Hz

zwei Jahre Garantie

Technische Änderungen vorbehalten.

Ihr Fachhändler:

MS Laborgeräte * Münchäckerweg 46-48 * D-69168 Wiesloch bei Heidelberg
Tel: 06222 / 93 56-60 * Fax: 06222 / 93 56-66 * www.MS-l.de * info@MS-L.de